

## MIFU-007GS

### Gas sampling Lines

#### Medical device Class IIA

#### Intended use

For connection to patient circuits, masks & other patient end devices where a luer port allows for sampling of the patients CO<sub>2</sub> levels when breathing. Luer connection on gas line connects to CO<sub>2</sub> Port on device and also to CO<sub>2</sub> monitor which measures the CO<sub>2</sub> levels.

#### Intended user

Healthcare professionals with suitable training in respiratory care.

#### Material

Styrene Connectors Luer, Tubing PE/PVC (DEHP FREE)

Materials do not contain phthalates



Materials do not contain latex or substances derived from animals

#### Instructions for use

- 1) Luer connections on Gas line to be used to connect one end to the patient device at the Luer Port. The other end to be connected to Luer connection on CO<sub>2</sub> Monitor.
- 2) Once connected to CO<sub>2</sub> monitor and patient device check monitor for reading being displayed to confirm correct operation.
- 3) ensure all connections are secure using luer loc screw action. Ensure gas tight seal is achieved.

#### Note

These directions are general guidelines intended for use by qualified medical personnel.



**WARNING – FIRE RISK IF OXYGEN IS USED IN THE PRESENCE OF NAKED FLAME OR HEAT SOURCE LIKELY TO CAUSE IGNITION.**

#### Storage

- ⇒ Do not store at extreme temperature or humidity.
- ⇒ Store in clean and dry place.
- ⇒ Do not use if the package open or damaged
- ⇒ Do not store in direct sunlight

#### Cleaning

DISPOSABLE - FOR SINGLE PATIENT USE ONLY. NOT INTENDED FOR REPROCESSING

#### Warnings and cautions

1. Be sure all connections are secure.
2. Single-use only. Cleaning or reprocessing for reuse will raise the risk of cross contamination.
3. Meditech Systems Ltd will not take responsibility for use outside of the intended use or by other than the intended users.

#### Disposal

The devices may be disposed of using local procedures for contaminated medical waste.

The materials are capable of being recycled if a safe process for recycling medical waste is available.

#### Ordering information:

Meditech Systems Ltd, Unit 3 Shrublands Estate, Shearstock, Shaftesbury, Dorset, SP7 9PT, England

[orders@meditechsystems.co.uk](mailto:orders@meditechsystems.co.uk)

Tel: +44(0)1747 821546

Fax: +44(0)1747 825038

Website; [meditechsystems.co.uk](http://meditechsystems.co.uk)

#### EU Authorised Representative

















Clowrey Consultancy

Address; White House at Bridge, Holycross Village, Thurles, County Tipperary, E41 EC65, Eire. Tel:

+44(0)7888744362

E-mail: [clowreyconsult@gmail.com](mailto:clowreyconsult@gmail.com)

### Explanation of symbols:

	= Single Use. The definition of single use is for use on a single patient for a single procedure.		= Manufacturer
	= Do not reprocess / re-sterilise		= Temperature range
	= Use by date		= Consult instructions for use
	= Lot or batch number.		= Keep away from sunlight
	= Date of manufacture.		= Keep dry
	= Device catalogue number / product code / stock		= Contains latex
	= Caution		= Do not use if packaging is wet or damaged.
	=CE mark with notified body number		= Contains or Presence of Phthalates.

This is an explanation of the symbols that may be found on Meditech Systems Ltd's products.

### ADVERSE INCIDENT REPORTING

Adverse incidents may be reported to the Competent Authority in the country / region where the incident occurred.

## SVENSKA

### Gassamlings slangar

#### Medicinteknisk klass; IIA

#### Avsett användningsområde

För anslutning till patientkretsar, masker och andra patientanslutna enheter där en luer-port möjliggör provtagning av patientens CO<sub>2</sub>-nivåer vid andning. Luer-anslutningen på gasslangan ansluts till CO<sub>2</sub>-port på enheten samt till CO<sub>2</sub>-monitor som mäter CO<sub>2</sub>-nivåerna.

#### Avsedd användare

Hälsa- och sjukvårdspersonal med lämplig utbildning inom andningsvård.

#### Material

Luer-kopplingar: Styren

Slang: PE/PVC (DEHP-FRI)

Materialen innehåller inte ftalater

Materialen innehåller inte latex eller ämnen från djur

#### Bruksanvisning

1. Använd luer-kopplingarna på gasslangan för att ansluta ena änden till patientenheten vid luer-porten. Den andra änden ansluts till luer-anslutningen på CO<sub>2</sub>-monitorn.
2. När anslutning har gjorts till CO<sub>2</sub>-monitor och patientenhet, kontrollera att monitorn visar värden för att bekräfta korrekt funktion.
3. Säkerställ att alla anslutningar är ordentligt åtdragna med luer-lås-skruvrörelse. Säkerställ gastät förslutning.

#### Notering

Dessa instruktioner är allmänna riktlinjer avsedda för kvalificerad medicinsk personal.

**VARNING – BRANDRISK OM SYRE ANVÄNDS I NÄRHETEN AV ÖPPEN LÅGA ELLER VÄRMEKÄLLA SOM KAN ORSAKA ANTÄNDNING.**

#### Förvaring

→ Förvara inte vid extrema temperaturer eller hög luftfuktighet.

→ Förvara på en ren och torr plats.

→ Använd inte om förpackningen är öppnad eller skadad.

→ Förvara inte i direkt solljus.

#### Rengöring

ENGÅNGSPRODUKT – ENDAST FÖR EN PATIENT. INTE AVSEDD FÖR ÅTERBEARBETNING

#### Varningar och försiktighetsåtgärder

1. Kontrollera att alla anslutningar är säkra.
2. Endast för engångsbruk. Rengöring eller återanvändning medför risk för korskontaminering.
3. Meditech Systems Ltd tar inget ansvar för användning utanför avsett ändamål eller av obehöriga användare.

#### Avfallshantering

Produkten kan kasseras enligt lokala rutiner för kontaminerat medicinskt avfall.

Materialen kan återvinnas om en säker process för återvinning finns.

## SUOMI

### Kaasunäytteenottoletkut

Lääkinnällisen laitteen luokka; IIA

#### Käyttötarkoitus

Liitettäväksi potilaspiireihin, maskeihin ja muihin potilaspään laitteisiin, joissa Luer-liitin mahdollistaa potilaan hengityksen CO<sub>2</sub>-näytteenoton. Letkun Luer-liitin yhdistetään laitteen CO<sub>2</sub>-porttiin sekä CO<sub>2</sub>-monitoriin, joka mittaa CO<sub>2</sub>-tasot.

#### Käyttäjät

Terveydenhuollon ammattilaiset, joilla on asianmukainen hengityshoito-koulutus.

#### Materiaali

Styreeni Luer-liittimet, PE/PVC-letku (DEHP-VAPAA)

Materiaalit eivät sisällä ftalaatteja

Materiaalit eivät sisällä lateksia tai eläinperäisiä aineita

#### Käyttöohjeet

1. Käytä letkun Luer-liittimiä yhdistääksesi toisen pään potilaslaitteen Luer-porttiin. Toinen pää liitetään CO<sub>2</sub>-monitorin Luer-liittimeen.
2. Kun yhteys CO<sub>2</sub>-monitoriin ja potilaslaitteeseen on tehty, varmista monitorista, että mittausarvo näkyy toiminnan vahvistamiseksi.
3. Varmista, että kaikki liitokset ovat tiukkoja Luer-lukon kierto-kiristyksellä. Varmista kaasutiivis liitos.

#### Huom

Nämä ohjeet ovat yleisiä suuntaviivoja terveydenhuollon ammattilaisille.

**VAROITUS – PALOVAARA JOS HAPPEA KÄYTETÄÄN AVOLIEKIN TAI LÄMMÖNLÄHTEEN LÄHELLÄ, MIKÄ VOI AIHEUTTAA SYTTYMISEN.**

#### Säilytys

→ Älä säilytä äärimmäisissä lämpötiloissa tai kosteudessa.

→ Säilytä puhtaassa ja kuivassa paikassa.

→ Älä käytä, jos pakkaus on avattu tai vahingoittunut.

→ Älä säilytä suorassa auringonvalossa.

#### Puhdistus

KERTAKÄYTTÖINEN – VAIN YHDELLE POTILAALLE. EI TARKOITETTU UUDLLEENKÄYTTÖÖN

#### Varoitukset ja varotoimet

1. Varmista, että kaikki liitokset ovat tiukkoja.
2. Vain kertakäyttöön. Puhdistus tai uudelleenkäyttö lisää ristikontaminaation riskiä.
3. Meditech Systems Ltd ei vastaa käytöstä, joka ei ole tarkoituksenmukaista tai jonka tekee muu kuin koulutettu käyttäjä.

#### Hävittäminen

Hävitä paikallisten määräysten mukaan lääketieteellisen jätteen käsittelyssä.

Materiaalit voidaan kierrättää, jos turvallinen kierrätysprosessi on käytettävissä.

## NORSK

### CO<sub>2</sub>-samplingslanger

Medisinsk utstyrsklasse; IIA

#### Tiltenkt bruk

For tilkobling til pasientkretser, masker og andre enheter på pasientsiden hvor en Luer-port muliggjør prøvetaking av pasientens CO<sub>2</sub>-nivåer under respirasjon. Luer-tilkoblingen på slangen kobles både til CO<sub>2</sub>-port på enheten og til CO<sub>2</sub>-monitor som måler CO<sub>2</sub>-nivåene.

#### Tiltenkt bruker

Helsepersonell med egnet opplæring innen respiratorisk behandling.

#### Materiale

Styren-Luer-koblinger, slange av PE/PVC (DEHP-FRI)

Materialene inneholder ikke ftalater

Materialene inneholder ikke latex eller animalske stoffer

#### Bruksanvisning

1. Bruk Luer-koblingene på slangen til å koble den ene enden til pasientenhetens Luer-port. Den andre enden kobles til Luer-tilkoblingen på CO<sub>2</sub>-monitoren.
2. Når tilkobling til CO<sub>2</sub>-monitor og pasientenhet er gjort, kontroller monitoren for visning av måleverdier for å bekrefte korrekt funksjon.
3. Sørg for at alle tilkoblinger er strammet korrekt ved hjelp av Luer-låseskrue-mekanisme. Sikre en gasstett tilkobling.

#### Merknad

Disse instruksjonene er generelle retningslinjer for kvalifisert helsepersonell.

**ADVARSEL – BRANNFARE HVIS OKSYGEN BRUKES I NÆRHETEN AV ÅPEN ILD ELLER VARMEKILDE SOM KAN FORÅRSAKE ANTENNELSE.**

#### Lagring

- Ikke oppbevar ved ekstreme temperaturer eller høy luftfuktighet.
- Oppbevares rent og tørt.
- Ikke bruk hvis emballasjen er åpnet eller skadet.
- Ikke oppbevar i direkte sollys.

#### **Rengjøring**

ENGANGSPRODUKT – KUN FOR EN PASIENT. IKKE BEREGNET FOR GJENBRUK

#### **Advarsler og forholdsregler**

1. Sørg for at alle koblinger er sikre.
2. Kun for engangsbruk. Rengjøring eller gjenbruk medfører risiko for krysskontaminering.
3. Meditech Systems Ltd tar ikke ansvar for bruk utenfor tiltenkt bruk eller av uautoriserte brukere.

#### **Avfall**

Kan kastes etter lokale prosedyrer for forurenset medisinsk avfall.  
Materialene kan resirkuleres dersom en sikker prosess finnes.

## **DANSK**

### **Gasprøvetagningsslanger**

Medicinsk udstyrsklasse; IIA

#### **Tilsett anvendelse**

Til tilslutning til patientkredsløb, masker og andre patientnære enheder, hvor en Luer-port gør det muligt at tage prøver af patientens CO<sub>2</sub>-niveauer under vejtrækning. Luer-forbindelsen på gasslangen tilsluttes både CO<sub>2</sub>-porten på enheden og CO<sub>2</sub>-monitoren, som måler CO<sub>2</sub>-niveauerne.

#### **Tilsett bruger**

Sundhedsprofessionelle med passende uddannelse i respiratorisk behandling.

#### **Materialer**

Styren-Luer-forbindelser, PE/PVC-slange (DEHP-FRI)

Materialerne indeholder ikke phthalater

Materialerne indeholder ikke latex eller animalske stoffer

#### **Brugsanvisning**

1. Brug Luer-forbindelserne på slangen til at tilslutte den ene ende til patientenhedens Luer-port. Den anden ende tilsluttes Luer-forbindelsen på CO<sub>2</sub>-monitoren.
2. Når tilslutning til CO<sub>2</sub>-monitor og patientenhed er foretaget, kontrolleres monitoren for målevision for at bekræfte korrekt funktion.
3. Sørg for, at alle forbindelser er sikre ved at bruge Luer-lås-skruefunktionen. Sørg for gastæt forbindelse.

#### **Bemærk**

Disse instruktioner er generelle retningslinjer for kvalificeret medicinsk personale.

**ADVARSEL – BRANDFARE HVIS ILT BRUGES I NÆRHEDEDEN AF ÅBEN ILD ELLER VARMEKILDE, SOM KAN FORÅRSAGE ANTÆNDELSE.**

#### **Opbevaring**

- Må ikke opbevares ved ekstreme temperaturer eller fugtighed.
- Opbevares rent og tørt.
- Må ikke anvendes hvis emballagen er åbnet eller beskadiget.
- Opbevares ikke i direkte sollys.

#### **Rengøring**

ENGANGSPRODUKT – KUN TIL ÉN PATIENT. IKKE BEREGNET TIL GENBEHANDLING

#### **Advarsler og forsigtighedsregler**

1. Sørg for, at alle forbindelser er sikre.
2. Kun til engangsbrug. Rengøring eller genbrug øger risikoen for krydskontaminering.
3. Meditech Systems Ltd påtager sig intet ansvar for brug uden for det tilsigtede formål eller af ikke-autoriserede brugere.

#### **Bortskaffelse**

Kan bortskaffes i henhold til lokale procedurer for kontamineret medicinsk affald.  
Materialerne kan genanvendes, hvis en sikker proces er tilgængelig.