



## ELECTROSURGERY POWER CABLES INSTRUCTIONS FOR USE



Picture 1 - Bipolar electro-surgical power cable (example)



Picture 2 Monopolar electro-surgical power cable (example)

Medical device Class 1S – sterile version      Class 1R – reusable version

### Intended use

1. Electro-surgical power cables are used to connect active electro-surgical devices to an energy generator. They cannot be dismantled.
2. Inspect the cable connection for damage or distortion.
3. Check the integrity of the machine end connection(s) by inserting them into the sockets of an electro-surgical generator or a suitably sized test socket. The plugs must provide a positive and secure connection to the machine. If in doubt withdraw the cable from service. When using a generator ensure that the generator is switched off before insert the cable plugs.
4. Check the integrity of the instrument connection by inserting a suitable instrument into the connection. The connector must provide a positive and secure connection to the instrument. If in doubt withdraw the cable from service. Before connecting the test instrument ensure that the cable is not connected to a power source.
5. Inspect the cable cover for cuts, abrasion or other damage. Look also for kinks in the cable especially at the points where the cable exits the moulded end connectors. Kinks and bulges in the cable cover, especially if the cable appears to be floppy in the area of the damage, indicates that the internal conductor may be damaged. If in doubt withdraw the cable from service.

### Intended user

Healthcare staff with appropriate training for electro-surgery procedures.

### Materials

- Multistrand copper conductor
- PVC insulation
- PP mouldings
- Brass / nickel plated plugs / sockets

THIS PRODUCT IS LATEX FREE.AND DOES NOT CONTAIN PHTHALATES

### Warnings

- This product should not be used if the integrity of the packaging has been compromised.
- Do not use if the packaging is contaminated or wet.
- This product is for **single use only**.
- The product must not be reprocessed.
- The product must not be altered or dismantled.

## ELECTROSURGERY POWER CABLES INSTRUCTIONS FOR USE

### Disposal

The devices may be disposed of using local procedures for contaminated medical waste.  
The materials are capable of being recycled if a safe process for recycling medical waste is available.

### Ordering information:

Meditech Systems Ltd, Unit 3 Shrublands Estate, Shearstock, Shaftesbury, Dorset, SP7 9PT, England

E mail; [orders@meditechsystems.co.uk](mailto:orders@meditechsystems.co.uk)

Tel: +44(0)1747 821546 Fax: +44(0)1747 825038

### EU Authorised Representative:

















Clowrey Consultants, White House at Bridge, Holycross, Thurles, C Tipperary, Eire

E mail; [clowreyconsult@gmail.com](mailto:clowreyconsult@gmail.com) Tel; +44(0)7888744362

### ADVERSE INCIDENT REPORTING

Adverse incidents may be reported to the Competent Authority in the country / region where the incident occurred.

### Explanation of symbols;

	= Single Use. The definition of single use is for use on a single patient for a single procedure.		= Manufacturer
	= Do not reprocess / re-sterilise		= Temperature range
	= Use by date		= Consult instructions for use
	= Lot or batch number.		= Keep away from sunlight
	= Date of manufacture.		= Keep dry
	= Device catalogue number / product code / stock		= Contains latex
	= Caution		= Do not use if packaging is wet or damaged.
	= CE mark with notified body number		= Contains or Presence of Phthalates.

### Swedish:

#### Medicinteknisk produkt klass 1S – steril version / klass 1R – återanvändbar version

#### Avsedd användning

1. Elektrokirurgiska strömkablar används för att ansluta aktiva elektrokirurgiska enheter till en energigenerator. De får inte demonteras.
2. Inspektera kabelanslutningen för skador eller deformation.
3. Kontrollera integriteten hos maskinänden genom att sätta in kontakterna i uttagen på en elektrokirurgisk generator eller ett testuttag av lämplig storlek. Kontakterna ska ge en stabil och säker anslutning till maskinen. Vid tveksamhet ska kabeln tas ur bruk. Kontrollera att generatoren är avstängd innan kontakterna sätts in.
4. Kontrollera integriteten hos instrumentanslutningen genom att sätta in ett lämpligt instrument. Anslutningen ska vara stabil och säker. Vid tveksamhet ska kabeln tas ur bruk. Kontrollera innan testinstrumentet ansluts att kabeln inte är ansluten till en strömkälla.
5. Inspektera kabelns hölje för skärsår, nötning eller andra skador. Kontrollera även om kabeln har veck, särskilt vid punkterna där kabeln lämnar de formgjutna ändkontakterna. Veck eller svullnader i kabelns hölje, särskilt om kabeln känns slapp i området, kan tyda på att den inre ledaren är skadad. Vid tveksamhet ska kabeln tas ur bruk.

#### Avsedd användare

Sjukvårdspersonal med lämplig utbildning i elektrokirurgiska procedurer.

#### Material

- Mångtrådig kopparledare
- PVC-isolering

## ELECTROSURGERY POWER CABLES INSTRUCTIONS FOR USE

- PP-formdelar
  - Mässing / nickelpläterade kontakter
- DENNA PRODUKT ÄR LATEXFRI OCH INNEHÅLLER INTE FTALATER

### Varningar

- Produkten får inte användas om förpackningens integritet har äventyrats.
- Använd inte om förpackningen är förorenad eller våt.
- Produkten är endast avsedd för engångsbruk.
- Produkten får inte återanvändas eller bearbetas.
- Produkten får inte ändras eller demonteras.

### Avfallshantering

Produkten ska kasseras enligt lokala rutiner för kontaminerat medicinskt avfall.  
Materialet kan återvinnas om säker återvinningsprocess finns tillgänglig.

## Finnish:

**Lääkinnällinen laite, luokka 1S – steriili versio / luokka 1R – uudelleenkäytettävä versio**

### Käyttötarkoitukset

1. Sähkökirurgisia virtajohtoja käytetään yhdistämään aktiiviset sähkökirurgiset laitteet energiageneraattoriin. Niitä ei saa purkaa.
2. Tarkasta kaapelin liitokset vaurioiden tai muodonmuutosten varalta.
3. Tarkista laiteliitoksen eheys asettamalla pistokkeet sähkökirurgisen generaattorin tai sopivan kokoisen testiliittimen portteihin. Pistokkeiden tulee tarjota varma ja turvallinen yhteys laitteeseen. Jos olet epävarma, poista kaapeli käytöstä. Varmista, että generaattori on pois päältä ennen pistokkeiden kytkemistä.
4. Tarkista instrumenttiliitos asettamalla sopiva instrumentti liittimeen. Liittännän tulee tarjota turvallinen ja vakaa yhteys. Jos olet epävarma, poista kaapeli käytöstä. Varmista ennen testilaitteen kytkemistä, ettei kaapeli ole liitetty virtalähteeseen.
5. Tarkasta kaapelin suojakuori viiltojen, kulumien tai muiden vaurioiden varalta. Tarkkaile myös taitteita erityisesti kohdissa, joissa kaapeli poistuu muovatuista liittimistä. Jos kaapeli tuntuu löysältä tai taipuneelta vauriokohdassa, sisäinen johdin voi olla vahingoittunut. Jos olet epävarma, poista kaapeli käytöstä.

### Tarkoitettu käyttäjä

Terveystieteiden ammattilaiset, joilla on asianmukainen koulutus sähkökirurgisiin toimenpiteisiin.

### Materiaalit

- Monisäikeinen kuparijohto
  - PVC-eristys
  - PP-muoviosat
  - Messinki / nikkeli-pinnoitetut pistokkeet
- TÄMÄ TUOTE ON LATEXITON EIKÄ SISÄLLÄ FTALAAATTEJA

### Varoitukset

- Tuotetta ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut.
- Älä käytä, jos pakkaus on kontaminoitunut tai märkä.
- Tuote on tarkoitettu kertakäyttöön.
- Tuotetta ei saa käsitellä uudelleen.
- Tuotetta ei saa muuttaa tai purkaa.

### Hävittäminen

Laite on hävitettävä paikallisten lääketieteellisen jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.  
Materiaalit voidaan kierrättää, jos turvallinen kierrätysprosessi on käytettävissä

## Norwegian:

**Medisinsk utstyr klasse 1S – steril versjon / klasse 1R – gjenbrukbar versjon**

### Tilsiktet bruk

1. Elektrokirurgiske strømkabler brukes til å koble aktive elektrokirurgiske enheter til en energigenerator. De må ikke demonteres.
2. Inspiser kabeltilkoblingen for skader eller deformasjon.
3. Kontroller integriteten til maskinens ved å sette kontaktene inn i uttakene på en elektrokirurgisk generator eller et testuttak av passende størrelse. Kontaktene skal gi en sikker og stabil tilkobling til maskinen. Ved tvil, ta kablen ut av bruk. Sørg for at generatoren er slått av før du setter inn kontaktene.
4. Kontroller instrumenttilkoblingen ved å sette inn et passende instrument. Kontakten må gi en sikker og stabil forbindelse til instrumentet. Ved tvil, ta kablen ut av bruk. Før du kobler til testinstrumentet, sørg for at kablen ikke er koblet til strømkilden.

## ELECTROSURGERY POWER CABLES INSTRUCTIONS FOR USE

5. Inspiser kabeldekselet for kutt, slitasje eller annen skade. Se også etter knekk, spesielt der kabelen går ut fra de støpte endekontaktene. Knekk eller buler, spesielt hvis kabelen virker slapp i området, kan indikere skade på den interne lederen. Ved tvil, ta kabelen ut av bruk.

### Tilsiktet bruker

Helsepersonell med riktig opplæring i elektrokirurgiske prosedyrer.

### Materialer

- Flertrådet kobberleder
- PVC-isolasjon
- PP-formdeler
- Messing / nikkelbelagte kontakter

DETTE PRODUKTET ER LATEXFRITT OG INNEHOLDER IKKE FTALATER

### Advarsler

- Produktet må ikke brukes hvis emballasjens integritet er kompromittert.
- Ikke bruk hvis emballasjen er forurenset eller våt.
- Produktet er kun til engangsbruk.
- Produktet må ikke bearbeides på nytt.
- Produktet må ikke endres eller demonteres.

### Avfallshåndtering

Produktet må kasseres i henhold til lokale prosedyrer for medisinsk avfall.

Materialene kan resirkuleres dersom sikre prosesser er tilgjengelige.

## Danish:

Medicinsk utstyr klasse 1S – steril version / klasse 1R – genanvendelig version

### Tilsigtet brug

1. Elektrokirurgiske strømkabler bruges til at forbinde aktive elektrokirurgiske enheder til en energigenerator. De må ikke adskilles.
2. Inspicér kabeltilslutningen for skader eller deformation.
3. Kontroller maskinendens forbindelse ved at indsætte stikkene i udtagene på en elektrokirurgisk generator eller en passende testport. Stikkene skal give en sikker og stabil forbindelse til maskinen. Hvis du er i tvivl, tag kablet ud af brug. Sørg for, at generatoren er slukket, før stikkene indsættes.
4. Kontroller instrumentforbindelsen ved at indsætte et passende instrument. Forbindelsen skal være sikker og stabil. Hvis du er i tvivl, tag kablet ud af brug. Sørg for, at kablet ikke er tilsluttet en strømkilde, før testinstrumentet forbindes.
5. Inspicér kablets ydre for snit, slid eller anden skade. Kig også efter knæk, især hvor kablet forlader de støbte endestik. Knæk og buler, især hvis kablet virker slapt i området, kan indikere skade på den indre leder. Hvis du er i tvivl, tag kablet ud af brug.

### Tilsigtet bruger

Sundhedspersonale med relevant uddannelse i elektrokirurgiske procedurer.

### Materialer

- Flertrådet kobberleder
- PVC-isolering
- PP-formdele
- Messing / nikkelbelagte stik

DETTE PRODUKT ER LATEXFRIT OG INDEHOLDER IKKE FTALATER

### Advarsler

- Produktet må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget.
- Brug ikke produktet, hvis emballagen er forurenset eller våd.
- Produktet er kun til engangsbrug.
- Produktet må ikke genbehandles.
- Produktet må ikke ændres eller adskilles.

### Bortskaffelse

Enheden skal bortskaffes i henhold til lokale procedurer for håndtering af medicinsk affald.

Materialerne kan genanvendes, hvis sikre genanvendelsesprocesser er tilgængelige.